

DATENBLATT**Cleartest light Humanofecal**

Der CLEARTEST Humanofecal ist ein qualitativer, lateral flow Immunoassay zum Nachweis von menschlichem okkultem Blut in Stuhlproben. Der Test kann bereits geringe Konzentrationen von FOB in Stuhlproben feststellen. Dazu werden Doppelt-Sandwich-Antikörper genutzt, um selektiv FOB bei einer Konzentration von 40 ng/ml oder höher bzw. von 4,8 µg/g in der Stuhlprobe festzustellen.

Der Test ist ausschließlich für den professionellen In-vitro Gebrauch bestimmt.

Viele Krankheiten können Blut im Stuhl, auch fäkales okkultes Blut (FOB), humanes okkultes Blut oder humanes Hämoglobin genannt, verursachen. Gastrointestinale Probleme, wie Dickdarmkrebs, Geschwüre, Polypen, Dickdarmkatarrhe, Divertikel Entzündungen oder Fissuren, zeigen häufig noch keine sichtbaren Symptome im Anfangsstadium, sondern nur okkultes Blut. Traditionellen Guajak-basierten Methoden fehlt eine gewisse Empfindlichkeit und Genauigkeit und haben zudem Diätbestimmungen, die vor dem Testen eingehalten werden müssen.

Leistungsmerkmale

Sensitivität, Spezifität und Genauigkeit

Humanofecal Schnelltest

- Sensitivität: 97,6 % (95 %CI*: 94,5 %~99,2 %)
- Spezifität: 99,3 % (95 %CI*: 98,4 %~99,7 %)
- Genauigkeit: 98,9 % (95CI*: 98,1 %~99,5 %)

3 Schritt-Durchführung (Probennahme, -vorbereitung, Testung)

Testauswertung nach 5 Minuten

Mit Stuhlprobe durchführbar

Lagerung im versiegelten Beutel bei Raumtemperatur oder gekühlt (2-30 °C). Nicht einfrieren.

Nur für die professionelle In-vitro Diagnostik

Schnellinfo



STUHL



NACH 5 MIN

DATENBLATT

Cleartest light Humanofecal

Typ	PZN	REF	VE
Humanofecal	18761780	C3 5010-I	10 Stück
Humanofecal	18761797	C3 5020-I	20 Stück
Humanofecal	18761805	C3 5050-I	50 Stück

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnummer: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.servoprax.de/agb/>