



VERBANDTUCH

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Das Verbandtuch wird zur keimfreien Wundabdeckung bei großflächigen Verletzungen wie Unfall-, Schürf-, Bruch- oder Brandwunden verwendet. Es ist einzeln steril verpackt.

Zusammensetzung

Polypropylen

Normative und gesetzliche Anforderungen

Das Verbandtuch ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und entspricht der DIN-Norm 13 152 BR.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-Folie-Verpackung

Sekundärverpackung: PE-Beutel

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

